

GODKÄNDA INSTRUMENT OCH KONTROLLFREKVENNS

Policy för vårdnära laboriediagnostik inom Region Norrbotten

**Våra
rekommendationer
bygger på**

- Kvalitetssäkrade metoder och instrument
- Sortimentets begränsning som ger fördelar i upphandling och utbildning
- Tillräcklig volym för att garantera god kvalitet och kostnadseffektivitet

För att tillgodose patientsäkerhet och kvalitet enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) måste Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) gälla precis som för all laboriediagnostik. Vårdnära analyser ska genomgå samma kvalitetssäkring som analyser inom laboriemedicin.

För val av nivåer för interna kontroller, se metodbeskrivning för aktuell analys. Ifyllda logglistor för interna kontroller ska sparas i 4 år.

Analys	Instrument/Test	Analysfrekvens internkontroller	Antal nivåer	Equalis
Hb	HemoCue 201	1gg/dg när prov analyseras	2	✓
Hb	HemoCue 801 (Endast för ambulanser)	1gg/dg	1	✓
Glukos	HemoCue	1gg/dg när prov analyseras	2	✓
CRP	QuikRead go Afinion AS100/Afinion 2	1gg/dg när prov analyseras	2	✓
Urinstatus	Clinitek Multistix	1gg/vecka	2	✓
U-hCG	Clinitek NADAL G-test	1 gg/vecka	2	✓
PT-INR (PK)	CoaguChek XS Pro	1gg/dg när prov analyseras	1	✓
D-Dimer	Cobas h232	1gg/dg när prov analyseras	2	✓
HbA1c	DCA Vantage Afinion AS100/Afinion 2	1gg/dg när prov analyseras	2	✓
F-Hb	CTK OnSite FOB			
Streptokocker grupp A	Analyz Strep A Blue Line Test	Var 25:e test, vid öppnande av ny förp. samt när den andra påsen med teststickor öppnas	2	✓
Mononukleos	NADAL Mononukleos	1gg/dg när prov analyseras	2	✓
U-albumin/U-krea kvot	DCA Vantage	1gg/vecka	2	✓
Pro-BNP	Cobas h232	1gg/dg när prov analyseras	2	
LPK	HemoCue	1gg/dg när prov analyseras	1	✓
Blodgas/Elektrolyter	ABL800/ABL90	2 gg/dg	2	✓