

Danderyd, 2022-10-19



Upphandlad artikel Chemfort™ Syringe Adaptor Art nr. MG-245267 har samma funktion som Chemfort™ Syringe Adapter Lock Art nr. MG-245277 Orange

Det är ingen skillnad i storlek, handhavande eller prestanda.

**Skillnaden** är att Chemfort™ Syringe Adapter Lock Art nr. MG-245277 inte går att avlägsna när man har monterat på en Luer Lock sprutan. Förhindrar oavsiktlig frångkoppling från sprutan.



Chemfort™ Syringe Adaptor Art nr. MG-245267 Vit



Chemfort™ Syringe Adaptor Lock Art nr. MG-245277

Avd. fp 50

Tr. fp 300



Besök vår hemsida eller klicka på QR koden för mer information  
[chemfort.html](http://chemfort.html)

För eventuella frågor kontakta Diana Larsson

Med vänlig hälsning,  
Diana Larsson  
Produktchef Fluids & IV Systems  
Mobil: +46 (0)70 99 19 277  
B. Braun Medical AB