

Ängelholm den 25 januari 2019

Viktig information om Arrow EZ-IO intraosseös access

Arrow EZ-IO används brett inom akutsjukvården världen över. En viktig del i säker och effektiv användning är stabilisering med fixeringsförbandet Stabilizer. Idag är nålar och Stabilizer separat förpackade, vilket ökar risken att Stabilizer inte används och att nålen därför inte fixeras korrekt. Med anledning av detta förändras förpackningarna. Se mer information nedan.

Ny förpackning och nytt artikelnummer

Tillverkaren Teleflex kommer att förpacka Arrow EZ-IO på ett nytt sätt. Arrow EZ-IO nålar kommer att sampackas med Stabilizer med minsta förpackning om 5 st kit.

Det kommer inte vara möjligt att köpa nålar separat eller styckvis. Minsta förpackning är 5 kit med nål och Stabilizer.

Separat fp med 5 st Stabilizers kommer fortsättningsvis finnas med befintligt art. nr. 'V9066-5'.

Gamla förpackningar och artikelnummer utgår

Samtliga nuvarande artikelnummer på nålar kommer att försvinna. Se förtydligande tabell nedan.

Tidsram


Från 1 april 2019 blir ovanstående bli gällande och de nya artiklarna finns då på lager.

Möjligen kan en del utgående artiklar finnas kvar på lager efter 1 april och först-till-kvarn-principen gäller.

Kontakt

E-post: info@medidyne.se

Tel: 0431-44 80 50



Mikael Lidén
VD



Utgående art nr		Fp-strl
V9018-1	EZ-IO, 15 mm barn-nål (röd)	1
V9018	EZ-IO, 15 mm barn-nål (röd)	5
V9001-1	EZ-IO, 25 mm vuxen-nål (blå)	1
V9001	EZ-IO, 25 mm vuxen-nål (blå)	5
V9079-1	EZ-IO, 45 mm lång vuxen-nål (gul)	1
V9079	EZ-IO, 45 mm lång vuxen-nål (gul)	5

→

→

→

Ersätts med art nr	Fp-strl
9018P-NO-005 EZ-IO Plus, 15 mm barn-nål (röd) plus Stabilizer	5
9001P-NO-005 EZ-IO Plus, 25 mm vuxen-nål (blå) plus Stabilizer	5
9079P-NO-005 EZ-IO Plus, 45 mm lång vuxen-nål (gul) plus Stabilizer	5