








Information om nyheter kring sittdynor

- Invacare har bytt ut sitt sortiment av Vicairdynor. Vicair Classic-dynorna har utgått och ersatts av nya Vicair O2-familjen. Det innebär att hela dynan inkl. luftcellerna är tvättbara i 60 grader då hela dynan är uppbyggd av ett luftgenomsläppligt material. Beställningsunderlaget är uppdaterat med de nya dynorna.

Gamla modellen	Ersatt av
Vicair Academy Vector 6/10 Dyna uppbyggd i 8 sektioner fyllda med luftceller 	Vicair Academy Vector O2 6/10 Dyna uppbyggd i 9 sektioner fyllda med luftceller 
Vicair Academy Adjuster 10 Dyna uppbyggd i 5 sektioner fyllda med luftceller 	Vicair Academy Adjuster O2 10 Dyna uppbyggd i 5 sektioner fyllda med luftceller 
Vicair Active Dyna kombinerad skum fram, luft bak i 3 sektioner 	Vicair Active O2 Dyna kombinerad skum fram, luft bak i 4 sektioner 

- Leverantören Salubrious kommer att ersätta sittdyna Solution 1 med ny uppdaterad dyna Stealth Glacial. Dynan har likvärdiga funktioner och kommer att ersättas gradvis allt eftersom den gamla dynan slutförbrukas. Beställningsunderlaget är uppdaterat med uppgifter om detta.

Gamla modellen	Ersätts av
Solution 1 	Stealth Glacial 